

### Hilfekarte: Lineal



Einheit

Messskala

Messbereich

Bild: Messgerät 1 [CC BY-SA 3.0 DE](#) iMINT-Akademie Berlin Biologie 2016



### Hilfekarte: Uhr



Messskala

Messbereich

Bild: Messgerät 2 [CC BY-SA 3.0 DE](#) iMINT-Akademie Berlin Biologie 2016

# Hilfekarte: Fieberthermometer - 1




Bild: Messgerät 5 [CC-BY-SA 3.0 DE](#) iMINT-Akademie Berlin Biologie 2016



# Hilfekarte: Fieberthermometer - 2

## Digitales Fieberthermometer



Bild: Messgerät 4 [CC-BY-SA 3.0 DE](#) iMINT-Akademie Berlin Biologie 2016

## Gebrauchsanleitung

### Sicherheitshinweise

- Dieses Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
- Prüfen Sie vor der Messung die Unversehrtheit von Messspitze und Anzeige.
- Während der Messung nicht gehen, rennen oder sprechen.

### Messarten

- im After (rektal)
- im Mund (oral/sublingual)
- unter dem Arm (axillar)

### Technische Daten

Typ:	Maximum- Thermometer
Messbereich:	32,0 °C- 42,9 °C bei Temperaturen unter 32°C: „Lo“ (zu tief); bei Temperaturen über 42,9: „Hi“ (zu hoch)
Messgenauigkeit:	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

Hilfekarte:



Hilfekarte: